

床ずれ防止用具

コンフォケアマットレス

パラマウントベッド



- 2層のウレタン構造で、体圧分散とからだの支持性を両立したマットレスです。
- 持ち運びのしやすいハンドル付き。
- ミニ(180cm)タイプをラインナップ。

■レギュラー(191cm) ■厚さ/8.5cm

品番	幅	TAISコード
KE-811	91cm	00170-000257
KE-813	83cm	00170-000258

■ミニ(180cm) ■厚さ/8.5cm

品番	幅	TAISコード
KE-8111	91cm	00170-000257
KE-8131	83cm	00170-000258

ご利用者負担額

レンタル料金

マキシーフロートマットレス

パラマウントベッド



- お手入れは清拭だけ、抗菌効果もある体圧分散マットレスです。
- 持ち運びのしやすいハンドル付き。

■レギュラー(191cm) ■厚さ/15cm

品番	幅	TAISコード
KE-801A	91cm	00170-000045
KE-803A	83cm	00170-000046

■ミニ(180cm) ■厚さ/16cm

品番	幅	TAISコード
KE-8011A	91cm	00170-000306
KE-8031A	83cm	00170-000305

ご利用者負担額

レンタル料金

パラフロートマットレス

パラマウントベッド



- 洗って干せるなど、ご家庭で布団感覚で使える体圧分散マットレスです。
- 持ち運びのしやすいハンドル付き。

■レギュラー(191cm) ■厚さ/16cm


品番	幅	TAISコード
KE-851A	91cm	00170-000161
KE-853A	83cm	00170-000047

ご利用者負担額

レンタル料金

メディマットコンビ

いわしや医療



- 優れた体圧分散効果と透湿性・防水性・撥水性効果があるマットです。
- マットレスと敷布団の一体型タイプ。ベッド架台にそのままのせて使用します。

■レギュラー(191cm) ■厚さ/8.5cm

品番	幅	TAISコード
BF918	91cm	00678-000008
BF838	83cm	00678-000007

ご利用者負担額

レンタル料金

体位変換器



セロリ

モルテン



Aタイプ(まくら型)

■サイズ/幅68×奥行32×高さ10cm

■材質/クッションビーズ/オレフィン系エラストマー

■重量/約2.4kg

TAISコード
00054-000112

ご利用者負担額

レンタル料金



Bタイプ(スネーク型)

■サイズ/幅141×奥行23×高さ8cm

■材質/クッションビーズ/オレフィン系エラストマー

■重量/約3.1kg

TAISコード
00054-000113

ご利用者負担額

レンタル料金

1 セロリを使った体位変換(例)

【Aタイプ】を使った上半身を主とした体位変換方法



【Bタイプ】を使った下半身を主とした体位変換方法



2 体位変換後の安楽な姿勢を確保するための最適形状(例)

体位変換した姿勢をそのまま保持することもできます。特に30度側臥位に適した形状で、安楽な姿勢を保持できます。



3 体に優しく、ムレにくい、特殊なクッションビーズ素材

特殊なクッションビーズ素材を使用し、心地よい触感で適度な体圧分散性をもっています。体重がかかり中身がつぶされても通気空間があるため、ムレにくくなっています。



クッションビーズ

4 変形やへたりがなく、耐久性に優れ、丸洗いもOK

ライトターン

アイ・ソネックス



- 排泄ケアの負担軽減に
- 下肢関節の拘縮や床ずれ防止にも
- スウィング機能でリハビリにも

■サイズ/幅43×奥行13×高さ39cm
■材質/クッション材: 高密度高硬度ウレタン
高密度高弾性ウレタン
高密度低弾性ウレタン

／芯材: ポリプロピレン樹脂
／表材: ポリウレタンソフトレザー

■重量: 950g(カバー含む)

TAISコード
00149-000017

ご利用者負担額

レンタル料金

■使用方法



①ライトターンの中央隔壁を足先のほうに向けて倒し、凹部に乗せます。



②ライトターンを回転させて起こし、両膝を凹部に入れます。



③まずライトターンのベルトを持って回転させ、肩も少し押しながら寝返りを行います。



④股間を開いた状態を保持できますので、おむつ交換や排便が容易に行えます。